

ローリテンションチップ新発売 レイニン リサーチグレード汎用チップ

優れた品質、清浄度、性能

さまざまなピペットに適合するチップをお探しではありませんか？

- 主要ブランドピペット製品に小さな力でスムーズに装着できるよう設計
- フィルターチップ、ノンフィルターチップ両方の品揃え
- ローリテンション(低吸着)チップが新たに加わりました NEW



リサーチグレード ピペットチップ



クリーンさを保証



ローリテンション(低吸着)タイプ

サンプルチップ依頼受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



適合表

メーカー	シリーズ名	容量	RG 汎用チップ		RG 汎用フィルターチップ	
ギルソン Gilson	Pipetman	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
エッペンドルフ Eppendorf	Research / Research Plus / Reference 2	0.1-2.5 µL	10/10x	✓	10F	✗
					10FX	✓
		0.5-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL metal nozzle	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL plastic nozzle	250	✓	20F/100F	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Research Plus / Reference 2 Multi-Channel	0.5-10 µL (8/12 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8/12 channels)	250	✓	20F/100F	✓
		30-300 µL (8/12 channels)	250	✗	20F/100F	✓
サーモフィッシャー ThermoFisher	Finnpipette F1, F2, F3	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Finnpipette F2 Multi-Channel	1-10 µL (8 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-300 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
ニチリョー Nichiryo	Nichipet EXII Nichipet EX Plus II Nichipet Premium	0.1-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓

✓ : 適合 / ✗ : 不適合

METTLER TOLEDO

装着が簡単、正確なピペッティング

リサーチグレードチップはほとんどすべてのピペットメーカーに適合

• 高品質、清浄性

リサーチグレードチップは、生物学的汚染なしを担保

• コンタミネーションを防ぐフィルター滅菌チップ

エアゾールによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルター

• 細長く狭い容器用の微量ロングチップ

10 μ L用ロングチップは、バルク（袋）入り（未滅菌）とラック入り未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプでご提供



リサーチグレードピペットチップ

チップのフィルター素材

PCR阻害になりうるカルボキシメチルセルロースはレイニンのフィルターには使用されていません。レイニンチップのフィルターは、微粒ポリエチレンが熱加工され、数多くの超微細孔があり、入り組んだ空気の通り道をもつ3次元構造です。エアゾールは、フィルター内部に接触すると、空気の通り道の超微細孔でストップされます。

品質の良さ

精緻に成型されたピペットチップはその液切れの良さ、品質、清浄性で長年各国の研究所で評判を得てきました。レイニンファインポイントチップ™のデザインと厳格な品質テストにより正確性の高いピペットチップを実現しています。



クリーンさを担保

チップは、Class100,000のクリーンルームで製造されます。不純物の無いバージンポリプロピレン素材がサイロ（貯蔵庫）から鋳型射出成型マシンに直接送られ、人間との接触を防いでいます。チップの各ロットは厳格にテストされ、検出する生物学的汚染物質が存在しないことが証明されています。

ヒンジラック

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。ラックを容量により分りやすく色を変えています。ラック縁が存在せず、マルチチャンネルも全チャンネル、部分チャンネルのいずれも使用可能です。

リサーチグレード汎用チップ ローリテンション 卓越した価値と性能

NEW

● 高品質、高純度

リサーチグレードチップは、生物学的汚染物質が含まれていないことが証明されています。ご要望に応じて適合証明書を発行します。

● 優れたローリテンション性能

超疎水性の表面を液体がスムーズに移動し、サンプルの保持量が少なくなるため、ピペティングの精度が向上します。

● クロスコンタミネーションを防ぐフィルタのオプション

フィルタは純粋なポリエチレン焼結体製で、エアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。



製品情報 ローリテンションチップ

NEW



LT
S
タイプはありません

品番	製品名	容量	数 量		特 徴	
		最大容量	ラック数/カートン	チップ/カートン	滅菌済	フィルタ
ヒンジ付きリムーバブルカラーラック	30671382 Tips HRC UNV 10 μ L L 960C/10	10 μ L	10	960		
	30671383 Tips HRC UNV 250 μ L L 960C/10	250 μ L	10	960		
	30671384 Tips HRC UNV 1000 μ L L 768C/8	1000 μ L	8	768		
	30671386 Tips HRC UNV 10 μ L LS 960C/10	10 μ L	10	960	✓	
	30671387 Tips HRC UNV 250 μ L LS 960C/10	250 μ L	10	960	✓	
	30671388 Tips HRC UNV 1000 μ L LS 768C/8	1000 μ L	8	768	✓	
	30671390 Tips HRC UNV 10 μ L FL 960C/10	10 μ L	10	960	✓	✓
	30671391 Tips HRC UNV 20 μ L FL 960C/10	20 μ L	10	960	✓	✓
	30671392 Tips HRC UNV 100 μ L FL 960C/10	100 μ L	10	960	✓	✓
	30671393 Tips HRC UNV 200 μ L FL 960C/10	200 μ L	10	960	✓	✓
	30671394 Tips HRC UNV 1000 μ L FL 768C/8	1000 μ L	8	768	✓	✓

ラック入り（未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプ）のみです。

サンプルチップ依頼受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample





LT S
タイプ
はあり
ません

	品番	製品名	容量	数 量		特 徴		
			最大容量	ラック数/カートン	チップ/カートン	滅菌済	ロングチップ	フィルタ
ラック	30374654	Pipette Tips HRC UNV 10μL 960C/10	10 μL	10	960			
	30374657	Pipette Tips HRC UNV 10μL S 960C/10	10 μL	10	960	✓		
	30374660	Pipette Tips HRC UNV 10μL F 960C/10	10 μL	10	960	✓		✓
	30537525	Pipette Tips HRC UNV 10μL X 960C/10	10 μL	10	960		✓	
	30537526	Pipette Tips HRC UNV 10μL SX 960C/10	10 μL	10	960	✓	✓	
	30537527	Pipette Tips HRC UNV 10μL FX 960C/10	10 μL	10	960	✓	✓	✓
	30374661	Pipette Tips HRC UNV 20μL F 960C/10	20 μL	10	960	✓		✓
	30537521	Pipette Tips HRC UNV 100μL F 960C/10	100 μL	10	960	✓		✓
	30537522	Pipette Tips HRC UNV 200μL F 960C/10	200 μL	10	960	✓		✓
	30374655	Pipette Tips HRC UNV 250μL 960C/10	250 μL	10	960			
	30374658	Pipette Tips HRC UNV 250μL S 960C/10	250 μL	10	960	✓		
	30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000μL 768C/8	1000 μL	8	768			
	30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000μL S 768C/8	1000 μL	8	768	✓		
	30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000μL F 768C/8	1000 μL	8	768	✓		✓
詰め替え	30537471	Pipette Tips RSC UNV 10μL 960C/10	10 μL	10	960			
	30537474	Pipette Tips RSC UNV 10μL S 960C/10	10 μL	10	960	✓		
	30537472	Pipette Tips RSC UNV 250μL 960C/10	250 μL	10	960			
	30537475	Pipette Tips RSC UNV 250μL S 960C/10	250 μL	10	960	✓		
	30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000μL 768C/8	1000 μL	8	768			
バレル	30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000μL S 768C/8	1000 μL	8	768	✓		
	30537470	Pipette Tips RC UNV 10μL 1000C/1	10 μL		1000			
	30537524	Pipette Tips RC UNV 10μL X 1000C/1	10 μL		1000		✓	
	30537469	Pipette Tips RC UNV 250μL 1000C/1	250 μL		1000			
	30537468	Pipette Tips RC UNV 1000μL 1000C/1	1000 μL		1000			

レイニン リサーチグレード汎用チップと一緒に

レイニン手動シングルピペット ピペットライト PL+

- 優れたパフォーマンス正確性と再現性
- 1000 μL, 5000 μL, 10mLは腐食耐性素材ピストン使用
- 手や親指に優しいエルゴノミック設計
- メンテナンスが楽で簡単 面倒なテフロンシール不使用

	品 番	品 名	容量範囲
Pipet-Lite PL+汎用タイプ (SL)	30231217	Pipette SL-2PL+ EN	0.1 ~ 2 μL
	30231218	Pipette SL-10PL+ EN	0.5 ~ 10 μL
	30231219	Pipette SL-20PL+ EN	2 ~ 20 μL
	30231220	Pipette SL-100PL+ EN	10 ~ 100 μL
	30231221	Pipette SL-200PL+ EN	20 ~ 200 μL
	30231222	Pipette SL-1000PL+ EN	100 ~ 1000 μL
	30231223	Pipette SL-5000PL+ EN	500 ~ 5000 μL
	30231224	Pipette SL-10MLPL+ EN	1000 μL ~ 10mL



www.mt.com/JP-RG_sample

詳細はウェブサイトへ

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

TEL:03-5815-5515

代理店名

©07/2022 Mettler-Toledo K.K.,

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 価格に消費税は含まれておりません。
- 価格は2022年の価格になります。