



Memastikan kualitas yang konsisten, kepatuhan terhadap regulasi, dan lulus audit secara efisien merupakan faktor penting dalam industri farmasi. METTLER TOLEDO memberikan solusi penimbangan penting bagi perusahaan farmasi di seluruh dunia.

Servis profesional kami dirancang untuk membantu Anda mengoptimalkan peralatan penimbangan melalui enam langkah, sehingga dapat menghasilkan kualitas tinggi dan biaya kepemilikan total rendah.

- 

Awali dengan instalasi profesional
- 

Perluas cakupan garansi Anda
- 

Verifikasikan Good Weighing Practice
- 

Perbarui terus solusi perangkat lunak
- 

Jadwalkan pemeliharaan rutin
- 

Kalibrasikan untuk menjaga kualitas dan kepatuhan regulasi

Untuk rincian lengkap, lihat bagian belakang.

1. Awali dengan instalasi profesional, menggunakan AccuracyPac



- Dokumentasi IQ/OQ/PQ/MQ untuk kepatuhan terhadap regulasi dan kemampuan penelusuran, yang juga dapat diterapkan di area berbahaya
- Kalibrasi awal dan konfirmasi status sesuai kegunaan

2. Perluas cakupan perlindungan Anda, dengan Extended Care



- Dua tahun pemeliharaan preventif dan perlindungan perbaikan memberikan produktivitas maksimum dan kontrol anggaran

3. Pertahankan keakuratan dari waktu ke waktu, dengan Verifikasi GWP (Good Weighing Practice)



- Pedoman profesional untuk rencana pengujian yang menentukan pengujian yang akan dilakukan beserta frekuensinya untuk mencapai efisiensi maksimum dengan upaya minimum, dan anak timbang yang digunakan

4. Perbarui terus perangkat lunak pengumpulan dan pemantauan data, dengan Software Care



- Pemberitahuan dan akses ke rilis perangkat lunak terbaru
- Pembaruan perangkat lunak distribusi elektronik yang terjadwal, terkontrol, dan efisien

5. Jadwalkan pemeliharaan untuk keamanan dan mengurangi waktu henti operasional



- Rencana pemeliharaan preventif penuh menawarkan inspeksi lengkap, pengujian fungsi, dan penggantian proaktif komponen usang* untuk memastikan keberlanjutan pengoperasian dan mengurangi waktu henti operasional yang tidak terduga

*Tidak berlaku untuk semua model produk

- Laporan inspeksi kesehatan menawarkan penilaian dan dokumentasi lengkap kondisi saat ini dengan rekomendasi profesional untuk meningkatkan performa

6. Kalibrasikan untuk menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi



Timbangan Meja dan Lantai: Sertifikat Keakuratan Kalibrasi

- Sertifikat kalibrasi profesional menilai ketidakpastian pengukuran selama penggunaan di seluruh rentang penimbangan
- Lampiran opsional memberikan pernyataan jelas tentang kelulusan/kegagalan dengan menerapkan ambang toleransi tertentu, seperti sesuai kegunaan (GWP), OIML R76, HB44, atau regulasi lebih lanjut
- Kualitas produk yang konsisten untuk menghindari batch yang buruk, pemborosan, dan potensi penarikan produk

Timbangan Tangki: RapidCal

- Kalibrasi hingga 3x lebih cepat dibandingkan metode alternatif
- Kalibrasi hingga 32t dengan akurasi 0,1%
- Tanpa bahan eksternal yang digunakan agar resiko kontaminasi hilang

Timbangan Truk: Kalibrasi Tingkat Lanjut

- Penilaian lengkap sistem timbangan kendaraan Anda sekaligus rekomendasi ahli untuk meningkatkan masa pakai
- Pengujian lengkap yang mencakup eksentrisitas, linearitas, kemampuan pengulangan, dan beban regangan